


Как выбрать размер *DOC'S PROPLUGS®*

1. Вырезать трафареты берушей
2. Взять зеркало
3. Приложить трафарет к правому уху
4. Трафарет правильного размера полностью закрывает ушную раковину.



TINY



X SMALL



MEDIUM SMALL



SMALL



MEDIUM

Используйте эту линейку (в дюймах), чтобы проверить точность печати размеров

4"

3"

2"

1"

0




LARGE



X LARGE



XX LARGE



XXL:	32-34mm
XL:	29-32mm
L:	26 - 29mm
M:	24 - 26mm
S:	23 - 25mm
MS:	21- 23mm
XS:	20 - 22mm
T:	18 - 19mm